

Handicare Freecurve

 **handicare**
Making everyday life easier



第 12-13 页
座椅电梯优势

为您的家锦上添花

第 22-23 页
安装

不负所望

目录

Handicare: 经验逾 135 载	4
Handicare Freecurve 横空出世	6
Freecurve 座椅电梯的优点	10
如何使用座椅电梯	12
量身定制的解决方案	14
安装 - 简单快捷	20
常见问题	22
Handicare 品质无忧	23



“Does Alex use the stairlift too? 当然! 他最近帮我把早餐送到床边。”



6 135 载的经验



12 Handicare 座椅电梯的优点



20 “座椅电梯可以立即呈现在眼前”

Handicare: 拥有逾 135 载电梯经验

Handicare: 电梯创新

公司的起源可以追溯至 1886 年，彼时，我们的创始人成立了一家“技术贸易公司”。在过去的 135 年中，世事变迁，但创新始终存在于我们的 DNA 中。我们一直走在行业的前列，确保电梯产品更加安全、更人性化，并提供全方位的更好选择。从 1961 年安装第一部座椅电梯到现在，我们不断开拓进取，尽可能以最好的方式为客户服务。

除安全性和用户舒适度的改进外，座椅电梯的设计也经历了重大发展。现在，我们有多种款式、装潢和扶手颜色供您选择——座椅电梯适合任何品味和装饰风格！

我们认识到，每个人对座椅电梯的需求都不尽相同，需要满足其个性化需求。首当其冲的是，每个住宅都别具一格。因此，座椅电梯需要专为您量身定制。借助创新型的 PhotoSurvey 工具，Handicare 顾问可以高效、精确地测量您家中的楼梯，同时生成与您家中一模一样的 3D 楼梯图像。之后，您可以与顾问合作，配置完美解决方案，并交付生产。

Handicare 的办事处遍及全球，包括英国、荷兰、德国、法国、意大利、挪威、丹麦、中国、美国和加拿大，品牌以质量、创新和服务闻名遐迩。



我们在全球已经拥有超过 800,000 名满意的客户

2001



随着首部单轨曲线型座椅电梯开发成功，我们不断推动创新

1967

我们安装了前所未有的第一部曲线型座椅电梯




1961

安装首部座椅电梯



1900

成立之初，公司是荷兰首家电梯供应商



1886

短短 4 年，我们安装了 600 多部电梯



The Handicare Freecurve

Handicare 对所有情况和楼梯都有解决方案。

所有座椅电梯安静运行、安全，且易于使用。无论楼梯是何种样式，皆可随处安装我们紧凑型的定制座椅电梯。即使在最狭窄的楼梯间，安装座椅电梯后，也有足够的步行空间。

Handicare 座椅电梯在各方面均具有高品质，是为您带来独立生活的宝贵财富。

您可以继续生活在自己的家中，免除与楼梯相关的风险。座椅电梯提供行动自由，令您安心无虞。许多满意的客户每天都在体验这样的生活。



舒适
所有座椅电梯均配有舒适的座椅、扶手和安全带。




使用方便
座椅电梯符合人体工学原理，且使用起来十分直观，操纵杆确保平稳操作。



定制化
每个楼梯轨道都是专门设计和制造的，与楼梯高度契合，确保紧密配合，并最大限度地为其他楼梯用户提供空间。




The Handicare Freecurve




紧凑且可折叠

在不使用时，座椅电梯可以折叠起来，充分节约走廊或门厅的空间。



遥控

楼上和楼下均配有两个遥控器，只需按下按钮，即可呼叫座椅电梯。



活动座椅

此选项可帮助您柔和地上下座椅电梯，减少关节和肌肉承受的压力。



安全第一

其配置了电动选项，您无需弯腰，即可安全地折叠或展开踏板。踏板可以照亮，防止在光线不足的区域有被绊倒的危险。

座椅电梯优势

Handicare Freecurve 座椅电梯具有许多功能, 将为您的家中锦上添花。




紧凑型轨道末端

为避开楼梯底部的障碍物（例如，有门口的位置），提供带有安全系统或吊鼻的自动铰链轨道。




空间

在安装后，楼梯上仍然有足够的自由空间，上下自如。



座椅回转

将座椅转向楼梯平台，可以更轻松、更安全地离开。这可以手动或自动完成。通过可选的 Turn & Go（转向行进）功能，Handicare 可以为最窄的楼梯提供服务。



安全停靠

若座椅电梯配有安全传感器，在遇到障碍物时，可以自动停下来。




活动座椅

通常仅适用于电梯座椅，在坐下或站起时，柔和地支撑您的动作。



座椅电梯堪称“百搭”

当然,座椅电梯与家居装饰的其余部分完美搭配至关重要。因此,提供三种座椅款式,供您选择,其具有不同的装饰风格,并
有三种标准轨道颜色。



乳白色



棕色



灰色

联合座椅



波尔多红




浅褐色



可可棕




高雅座椅



波尔多红




浅褐色



可可棕



经典座椅



波尔多红



浅褐色



可可棕



如何使用座椅电梯

第 1 步

在座椅电梯上坐下。您会注意到，我们的活动座椅选项可帮助您缓慢坐下，这有助于减轻关节和肌肉的压力。在听到一声“咔嗒”声时，表明活动座椅锁定，且座椅电梯准备就绪。



第 2 步

记得系好安全带。然后，按下按钮，展开踏板，并将双脚置于踏板上。



第 3 步

在感到舒适和安全时，使用操纵杆，操作座椅电梯。



第 4 步

在到达楼上时，继续握住操纵杆，转向楼梯平台，这样可以轻松离开座椅电梯。



第 5 步

最后一步，解开安全带，并离开座椅电梯。同样，活动座椅选项将为您动作提供支撑，轻柔地引导您上下座椅。



“使用起来很简单，
上下楼梯都很舒
适、方便！”




专门为您定制的 Handicare 座椅电梯



1

Handicare 的专业顾问将拜访您的家，并讨论您的个人偏好和您可能有的任何要求。每个座椅电梯都是定制的，这需要准确测量您的楼梯。



2

我们使用 PhotoSurvey 精确测量您的楼梯。通过这些测量，可以展示座椅电梯在楼梯间的 3D 图像。您可以与顾问一起配置座椅电梯，确保您在他离开之前对设计感到满意。

3

一旦您对建议的解决方案感到满意，便可以在 Handicare 自有的制造工厂开始生产您的座椅电梯。Handicare 很自豪为客户设计、开发和制造座椅电梯解决方案。



安装

在您选择 Handicare 后,我们将可靠地管理从设计和开发到生产座椅电梯的整个过程,令您安心无忧。我们将为您制造出品质上乘的定制座椅电梯,并送到您的家门口,由通过 Handicare 认证的技术人员进行安装。



09.00

预约适合您记事簿的时间。技艺精湛的技师在短短几个小时内即可安装完毕。



10.00

首先安装座椅电梯的轨道,轨道将贴附到楼梯,而非墙壁上。在轨道安装完成之后,技师将安装动力装置,然后安装座椅,这表示座椅电梯几乎可以使用了。



11.00

一旦座椅电梯安装完成,技师将清理您的楼梯间。然后,他会花时间,耐心地向您解释如何使用座椅电梯。只有当您 100% 感到舒适和满意时,他才会开始下一步。



见问题

我们力求 100% 的客户满意度。因此,我们加倍努力,为您提供最高标准的服务,并尽可能以最佳方式回答您的问题。

我们列出了客户最常见的一些问题。如果您有其他问题,请与当地的 Handicare 代表或认证顾问联系,将为您提供免费的咨询服务,您不必有任何负担。

在安装座椅电梯时,需要对我家进行大改造吗?

不需要! Freecurve 座椅电梯在短短几小时内即可安装完毕。因为安装在楼梯间,所以,您不必担心会在墙壁钻孔或需要改造。

在停电期间,座椅电梯会怎样?

无需担心停电问题。Handicare Freecurve 将使用电池来保持运行,且仍可用于上下楼梯至少 10 次。

座椅电梯的价格是多少?

由于每部座椅电梯都是定制的,因此,价格因座椅电梯的配置不同而异。但是,我们提供多种解决方案,满足您的预算要求。

我急需座椅电梯,什么时间可以交货?

Freecurve 座椅电梯经过精心定制,与您家中的楼梯间高度契合,因此,生产交付周期比标准的直线型座椅电梯要长一些。然而,我们深知,需要确保您在家中的安全,并将与您和我们的制造工厂合作,尽可能加快速度。

座椅电梯与我家中的装饰风格搭配吗?

我们将尽最大努力,在座椅电梯和房屋装饰风格之间实现完美搭配。Handicare 提供多种座椅和装饰颜色,供您选择,可与大多数室内装潢的颜色相协调。

保证质量

全面保修

所有的新产品都提供全面的保修。Handicare 座椅电梯是高品质的代名词:安全、创新、舒适和设计方面的品质无忧。我们保证,所有产品都符合安全和质量方面的最高标准。

Handicare 很荣幸拥有 ISO 9001:2015 质量证书,此外,所有产品都经过 TNO 和 Liftinstituut 等全球独立检测机构的测试和批准。



Handicare 的合作伙伴网络遍及全球

Handicare 与值得信赖的全球合作伙伴网络合作，为成千上万的座椅电梯用户提供本地化专业知识。只需几个问题，即可确定适合您的座椅电梯类型，然后推荐满足您现在和未来需求的最佳解决方案。

为了能够针对最适合您的楼梯的座椅电梯解决方案给出确切成本，他们需要到您的家中拜访，进行全面的勘测和用户评估。在勘测期间，顾问将花时间讨论您的个人情况，并推荐座椅电梯解决方案。这是完全免费的，且您不必有任何负担，无需当时作出决定。

如需获得 Handicare 合作伙伴提供的免费房屋勘测和评估（您不必感到有任何负担），或获取有关其他产品或服务的信息，请与我们联系。



www.savaria.cn

生产地址: 福建省厦门市海沧区东孚大道2881号15号厂房4-5层东侧

办事处: 福建省厦门市湖里区高崎北路420号701室

电话: +86 592 6038 779

邮箱: contactasia@savaria.com



关注微信公众号