



Handicare Freecurve

单轨曲线座椅电梯



Freecurve单轨曲线座椅电梯是我们最平稳的曲线座椅电梯，旨在为用户提供丝滑且舒适的乘坐体验。

Handicare Freecurve | 单轨曲线座椅电梯

座椅电梯与家居设计的搭配至关重要。因此，我们特别为您提供三种座椅款式、不同的饰面材料和三种标准轨道颜色以完美融合您的家装风格。



臻享款




优雅款



经典款

颜色选择

座椅选择



标配的轨道颜色



定制其他轨道颜色需额外收费。

产品特点



节能环保

电梯运行成本低，电池可在停电时保持电梯正常工作。



极省空间

不使用时可全面折叠，为楼道最大化腾出空间，便于其他人安全上下行走。



多重安全保障

卡扣式安全带--安全带系好前，座椅电梯无法启动。更多安全功能，包括紧急停止按钮、安全传感器及一键警报呼叫装置。



易于操作

扫码了解如何使用 Freecurve 座椅电梯。





单轨设计

Freecurve采用单管状导轨，可根据不同的楼梯形状进行定制。凭借其纤细时尚的设计，为用户带来平稳舒适的乘坐体验。

其简洁美观的设计与不同楼梯环境和谐相融，具有广泛的适用性，尤其适合转角和弧形楼梯空间。



电动选配功能

Freecurve提供多项选配功能，包括：电动座椅旋转、自动折叠脚踏板以及辅助型活动座椅，为不同用户的个性化需求量身定制。

针对狭窄楼梯，双向电动旋转选配功能可有效避免电梯运行过程中乘坐者的膝盖与墙壁的碰撞风险。



眼见为实

瀚德凯尔先进的4D楼梯测量系统将为您现场出图并生成动画视频，您可以预览座椅电梯安装在自家楼梯上的效果。该系统能100%精准地测量您家的楼梯、走廊及平台尺寸。我们授权认证的合作商最快仅需10分钟即可为您完成全部测量。



更多选配功能

多种升级功能可选，满足您当下及未来的需求。选配包括发光脚踏板、遥控器、不同尺寸的安全带、大容量电池、儿童座椅，以及可避免楼梯底部堵塞的电动折叠轨道。




Handicare Freecurve | 单轨曲线座椅电梯

尺寸与规格

臻享款座椅示意图仅供示例参考

本产品尺寸可能因实际安装环境差异而有所调整。手册所示图片及技术参数仅作参考，瀚德凯尔 (Handicare) 保留在不另行通知的情况下对产品设计及规格进行修改的权利。所有技术信息均基于诚信原则提供，但不构成任何形式的保证或承诺。



	臻享款		优雅款		经典款	
	梵高 (外弯)	伦勃朗 (内弯)	梵高 (外弯)	伦勃朗 (内弯)	梵高 (外弯)	伦勃朗 (内弯)
A 旋转半径*	720-700mm	740-720mm	658-700mm	678-720mm	665-730mm	685-730mm
B 座椅靠背内侧到墙距离	105mm	125mm	110mm	130mm	105mm	125mm
C 座椅深度	380mm	380mm	380mm	380mm	370mm	370mm
D 折叠时脚踏板到墙最小距离	420mm	440mm	420mm	440mm	420mm	440mm
E 展开时脚踏板边缘到墙最小距离 展开时偏移脚踏板边缘到墙最小距离	640mm 610mm	660mm 630mm	640mm 610mm	660mm 630mm	640mm 610mm	660mm 630mm
F 扶手间距 - 外侧	565-595mm	565-595mm	565-595mm	565-595mm	560mm	560mm
G 扶手间距 - 内侧	435-465mm	435-465mm	435-465mm	435-465mm	440mm	440mm
H 靠背高度	395-415mm	395-415mm	395-415mm	395-415mm	400mm	400mm
I 脚踏板到座椅高度	490mm	490mm	490mm	490mm	475mm	475mm
J 脚踏板最小高度	100/125mm	100/125mm	100mm	100mm	100mm	100mm
轨道到楼梯扶手的最小距离	170mm	190mm	170mm	190mm	170mm	190mm
最大载重	125kg	125kg	125kg	125kg	125kg	125kg

*具体尺寸可能因所选座椅款式不同而存在差异。



关注萨瓦瑞亚
获取更多产品详情

瀚德凯尔 (Handicare) 作为拥有超过百年行业经验的座椅电梯专业制造商，始终致力于产品创新与服务优化。公司产品线涵盖室内外直线及曲线座椅电梯解决方案，业务范围遍及全球50多个国家和地区。



福建省厦门市湖里区高崎北路420号701室办事处
+86 5926038779
contactasia@savaria.com
www.savaria.asia

瀚德凯尔 (Handicare) 作为萨瓦瑞亚集团旗下子公司，秉承“助力终身出行自由”的企业愿景”，集团拥有2400多名员工，致力于为全球家庭及公共建筑提供先进的无障碍通行解决方案。

